

BRUKSANVISNING

GoTalk One

Introduktion

GoTalk One är en liten samtalsapparat som går att ta med sig överallt. Den har en stor bildficka som gör att du kan få visuellt stöd till ditt meddelande.

GoTalk One kan spela in ett meddelande på 10 sekunder som spelas upp med en förgylld playknapp.



Sätt i ditt symbolkort

Överst på kortsidans kant finns ett litet lock som du först drar ut. Sätt i ett symbolkort i storlek 48 x 83 mm, som hör ihop med det som ska sägas.

Spela in meddelande

På baksidan av GoTalk One finns en guldfärgad knapp. Dra knappen åt vänster till Rec. Tryck och håll inne den stora guldknappen på framsidan av enheten under tiden du läser in ditt meddelande. När du är klar släpper du knappen. Dra knappen på baksidan åt höger till Play.

Spela upp meddelande

Tryck på den stora knappen på framsidan av din GoTalk One. Meddelandet spelas upp. Du kan när som helst avbryta uppspelningen genom att trycka på knappen igen under tiden som meddelandet spelas upp.

Spela in nytt meddelande

Du kan enkelt byta meddelande genom att helt enkelt spela in ett nytt meddelande. Följ instruktionerna för att spela in meddelande ovan.

Radera meddelande

Ställ in den guldfärgade knappen på baksidan på Rec. Tryck därefter kort på den stora knappen på framsidan. Meddelandet är nu borttaget.

Dags att byta batterier?

Om ljudet börjar knastra vid uppspelningen behöver du byta batterier i din GoTalk One.

Byt batterierna så här:

1. Öppna batteriluckan på baksidan av enheten genom att skruva upp luckan med en liten stjärnskruvmejsel.
2. Ta bort de gamla batterierna och byt mot två nya AG13/LR44-batterier. Se till att de positiva sidorna placeras riktade uppåt. Byt alltid båda batterierna samtidigt.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.

Lämna de gamla batterierna till återvinning. Släng aldrig batterier i soporna!

Miljöinformation

GoTalk One sorteras som elavfall och lämnas in till återvinningsstation. Gamla batterier lämnas in till batteriinsamling. Elda aldrig upp batterier!

Du kan också skicka in din gamla GoTalk One till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns på korrekt sätt.



Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se